



NHTGlobal



PRUEBAS EN CASA

BioEssence Wellness Panel

Descubre tu Plan de Salud.




Revoluciona tu salud personal con el Panel de Bienestar BioEssence de NHT Global. Este innovador análisis de sangre desbloquea información procesable sobre tu estado de salud actual desde la comodidad de tu hogar, lo que te ahorra el tiempo y la molestia de las tediosas y costosas visitas al laboratorio. Con un simple pinchazo en el dedo, rastrea más de **17** biomarcadores esenciales en múltiples áreas clave de tu bienestar para proporcionar una instantánea completa de tu estilo de vida y salud general.

BioEssence Wellness Panel no solo proporciona datos en bruto. Aprovecha la tecnología patentada de SiPhox® Health para generar información personalizada sobre tu salud cardiovascular, hormonal, inflamatoria, metabólica y nutricional. Nuestros informes fáciles de entender eliminan las conjeturas a la hora de interpretar tus resultados y simplifican la identificación de qué áreas específicas de tu bienestar necesitan más atención. Tu informe de salud también incluye recomendaciones de estilo de vida personalizadas solo para ti para ayudarte a tomar las siguientes medidas proactivas para mejorar tus biomarcadores.

El Panel de Bienestar de BioEssence le brinda la información que necesita para navegar por tu salud personal con más confianza y claridad. Descubre cómo puede empoderarte para que te hagas cargo de tu viaje de bienestar y te ayude a liberar todo tu potencial.

CÓMO FUNCIONA


Toma el control de tu salud con BioEssence Wellness Panel en **CUATRO** sencillos pasos:

			
1 Registra tu kit. Scan the QR code included in your instructions OR visit siphoxhealth.com/register to register and activate your test kit.	2 Toma tu muestra. Collect your blood sample by following the instructions included in your test kit. <i>*Note: the test must be taken in a fasted state within the first 2 hours after waking up.</i>	3 Envíala por correo al laboratorio. Mail your sample to the lab using the prepaid return envelope.	4 Recibe tus resultados. Receive your test results and personalized insights on the secure SiPhox dashboard within 3-5 business days after the lab receives your sample.

* Los rangos de referencia y los conocimientos presentados en el panel de SiPhox Health están destinados a mejorar la legibilidad y proporcionar contexto. Sin embargo, debes consultar con tu médico para obtener una interpretación más formal de tus resultados. Ninguna comunicación de SiPhox Health o NHT Global pretende ser o debe ser tomada como un consejo médico. SiPhox Health es un servicio de bienestar y no está diseñado para diagnosticar o tratar ninguna enfermedad. Si te preocupa alguno de los datos de tu panel de control, consulta a tu médico de inmediato.

BIOMARCADORES MEDIDOS

El Panel de Bienestar de BioEssence proporciona información sobre más de **17** biomarcadores que abarcan múltiples áreas importantes de tu bienestar para brindarte una imagen total de tu salud general:



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

COMPRENSIVO

- Empaqueta 17+ biomarcadores de salud en un solo kit
- Información práctica sobre tu salud cardiovascular, hormonal, inflamatoria, metabólica y nutricional
- Herramientas y recomendaciones personalizadas para mejorar tu bienestar y estilo de vida

CONVENIENTE

- Toma tu muestra en casa en menos de 10 minutos, sin necesidad de visitar el laboratorio!
- Resultados fáciles de entender en 3-5 días hábiles después de que el laboratorio reciba tu muestra
- Compatible con dispositivos portátiles como Apple Watch, Oura, Fitbit y más
- Elegible para FSA y HSA

CLÍNICAMENTE PRECISO

- Análisis de prueba completado en un laboratorio acreditado por CLIA/CAP
- Se realiza una validación exhaustiva en cada ensayo para cumplir con los requisitos federales de CLIA
- Resultados clínicamente precisos sin concesiones

* Los rangos de referencia y los conocimientos presentados en el panel de SiPhox Health están destinados a mejorar la legibilidad y proporcionar contexto. Sin embargo, debes consultar con tu médico para obtener una interpretación más formal de tus resultados. Ninguna comunicación de SiPhox Health o NHT Global pretende ser o debe ser tomada como un consejo médico. SiPhox Health es un servicio de bienestar y no está diseñado para diagnosticar o tratar ninguna enfermedad. Si te preocupa alguno de los datos de tu panel de control, consulta a tu médico de inmediato.

COMPATIBLE CON MÁS DE 300 DISPOSITIVOS PORTÁTILES


¿Quieres mejorar aún más tus informes de salud? ¡Conecta tu dispositivo portátil favorito con el panel de control de SiPhox! El seguimiento de los datos de tus wearables, como tus niveles de actividad, la calidad del sueño y la eficiencia cardíaca, puede ayudarte a obtener más información sobre tus biomarcadores con el tiempo y mantenerte en el camino hacia el cumplimiento de tus objetivos de salud. BioEssence Wellness Panel es compatible con más de 300 dispositivos portátiles, incluidos Apple Watch, Oura, Fitbit, EightSleep, Whoop, Freestyle Libre y más.

INSTRUCCIONES DE USO

Lee las instrucciones completas y detalladas que se proporcionan en tu kit antes de comenzar. **Esta prueba debe realizarse en ayunas dentro de las primeras 2 horas después de despertarse.**

CÓMO RECOGER LA MUESTRA:

1. Completa la tarjeta de recolección de muestras con tu nombre, fecha de recolección y fecha de nacimiento.
2. Enjuágate y sécate las manos con agua tibia y balancea el brazo con movimientos circulares para estimular el flujo sanguíneo.
3. Limpíate el dedo con la almohadilla con alcohol. Te recomendamos que elijas el dedo medio o anular de la mano no dominante.
4. Gira la tapa de la lanceta y presiona firmemente la lanceta entre el costado y el centro de la punta del dedo para perforar la piel. (Nota: si estás usando una lanceta amarilla, presiona el botón para activarla).
5. Masajea suavemente tu dedo y aprieta suavemente alrededor del sitio de la punción para producir una gota de sangre grande.
6. Haz gotear la sangre en los 2 cuadrados pequeños de tu tarjeta de colección hasta que la sangre llegue a la primera línea negra. Continúa haciendo gotear sangre hasta que se hayan llenado las dos casillas de tu carta.
7. Limpia tu dedo con la gasa estéril y aplica una bandita.
8. Deja que tu tarjeta de recolección de muestras se seque durante al menos 1 hora.



LO QUE NO SE DEBE HACER:

- **No** consuma ningún alimento o bebida, que no sea agua, antes de la prueba.
- **No** toques, frotes, manches ni limpies la tarjeta de colección.
- **No** dejes caer la sangre en las secciones rectangulares de la tarjeta.
- **No** reutilices las lancetas, ya que están diseñadas para un solo uso. Se proporcionan lancetas adicionales si es necesario.

MANUFACTURED EXCLUSIVELY FOR



609 Deep Valley Drive, Suite 395
Rolling Hills Estates, CA 90274
(310) 541-0888 www.nhtglobal.com
© 2003-2024 All Rights Reserved.

US-SP-AUG/24-Bio-Essence-FF